

ウェルチアレン Welch Allyn Green Series™ Medical Exam Lights

グリーンシリーズ処置診断用ライト



48810+48950

GSエグザミネーションライトIV

フォーカススリーブによるスポット集光で必要な場所を必要な光量で照らします。



44400

GS300LEDライト

洗練されたコンパクトなデザインで動物病院に最適なモデルです。



44600

GS600LEDシステムライト

3灯LEDで2段階の光量調整可能。最大照度は50,000ルクスです。

LEDライトで 省電力&長寿命



●色温度は5500° K

より明るく、より自然光に近い色合いで観察することが可能です。

●LED寿命は50,000時間

LEDは約50,000時間の寿命ですので、電球交換が不要です。また、米国環境保護庁 (EPA: United States Environmental Protection Agency) が推進する優れた省エネ性能を示すEnergy Star に適合しています。

●照射部への熱を最小限に抑えます。

従来のハロゲン球のように熱を持ちません。照射部からの熱は最小限に抑えられますのでペットへの負担が少ない診察が可能となります。

●タッチレスON/OFF機能

本体ボタンに触れることなく電源ON/OFFが可能なので、院内感染や人畜共通感染症の拡大を抑えることができます。



Green Series Medical Exam Lights



アローメディカル 株式会社

Welch Allyn®

Advancing Frontline Care™

製品一覧

カタログ番号	型 式 名	カタログ番号	型 式 名
48810	GSエグザミネーションライトIV壁掛けタイプ	44600	GS600LEDライト スタンドタイプ
44400	GS300LEDライト スタンドタイプ	44610	GS600LEDライト 壁掛けタイプ
44410	GS300LEDライト 壁掛けタイプ	48950	エグザミ/GS300/GS600用スタンド

製品仕様



型 式 名	GSエグザミネーションライトIV	GS300LEDライト	GS600LEDライト
色 温 度	5,500° K	5,500° K	5,500° K
照 度 (作 業 距 離)	20,000ルクス (40cmから照射)	20,000ルクス (30cmから照射) 15,000ルクス (50cmから照射)	50,000ルクス (30cmから照射) 45,000ルクス (50cmから照射)
スポットサイズ	10~25cm (40cmから照射)	16cm (30cmから照射) 15cm (50cmから照射)	18cm (30cmから照射) 15cm (50cmから照射)
LED 寿 命	50,000時間	50,000時間	50,000時間
重 量	48810 : 2.4kg 48810+48950 : 5.63kg	44410 : 2.56kg 44400 : 5.78kg	44610 : 2.93kg 44600 : 7.87kg
寸 法	<コントロールパネル> 27.5cm × 10.0cm × 8.0cm <ライトヘッド> 13.1cm × 4.0cm <モバイルスタンド> 61.0cm × 53.0cm <機器全体高さ (概寸)> 48810 : 120.0cm 48810+48950 : 153.0cm	<コントロールパネル> 27.5cm × 10.0cm × 8.0cm <ライトヘッド> 19.0cm × 9.0cm × 8.0cm <モバイルスタンド> 61.0cm × 53.0cm <機器全体高さ (概寸)> 44410 : 84.5cm 44400 : 149.0cm	<コントロールパネル> 27.5cm × 10.0cm × 8.0cm <ライトヘッド> 34.5cm × 19.2cm × 8.6cm <モバイルスタンド> 61.0cm × 53.0cm <機器全体高さ (概寸)> 44610 : 84.5cm 44600 : 149.0cm

<製造販売元>

アロマトイカル 株式会社

〒221-0865 神奈川県横浜市神奈川区片倉4-7-28
代表：TEL: 045-481-7471

<製造元> ウェルチアレン社

WelchAllyn®

Advancing Frontline Care™

