

3.5V Ophthalmoscope 3.5V 検眼鏡シリーズ



WA 11810/11820

パンオプティック検眼鏡

PanOptic Ophthalmoscope パンオプティック検眼鏡

世界で初めて手持ち型直像検眼鏡の開発に成功したウェルチアレンが、眼底観察に全く新しいコンセプトのもとに開発したのが、このパンオプティック検眼鏡です。

新開発アクシャルポイントソース光学技術により、眼底観察を簡単でより詳しいものへと飛躍的に向上させます。

- ・無散瞳状態の瞳孔でも、すばやく容易に眼底観察をする事が出来ます。
- ・従来の検眼鏡に比べ、5倍の眼底視野を得ることが出来ます。
(無散瞳状態にて) 同社従来品の視野角: 5°
→ パンオプティック検眼鏡の視野角: 25°
- ・従来のウェルチアレン社製3.5Vハンドルでの使用が可能。
- ・観察対象と距離を保ちながらの診察が出来ます。

パンオプティック検眼鏡		
11810	11820	
●	●	3サイズスポット: マイクロ・スモール・ラージ
●	●	スリットアパーチャー
●	●	レッドフリーフィルター
●		ハーフムーンアパーチャー 黄斑部の凹凸と観察視野の両方を得ることが出来ます。
	●	角膜観察用コバルトブルーフィルター 拡大レンズ標準装備



WA 11720

直像式検眼鏡

WA11720 Coaxial Ophthalmoscope ウェルチアレン同軸検眼鏡

・コアクシャルプラス光学システム

精密なランプフィラメントと光軸の整合性により、高い視認性とムラのない照明下での同軸視野を実現しました。

・アパーチャー選択ダイヤル

6種類のアパーチャーが選択できます。

・ハロゲンHPXライト

白内障や中間透光体混濁眼にも十分な明るさを供給します。

・レッドフリーフィルタ

眼底血管の精密な観察に最適です。

・ニュートラルフィルタ

不必要な反射をカットし、最適な光量観察を可能にしました。

・補正レンズ選択ディスク

28枚の補正レンズが選択でき、ジオプトリレベルを即座に読み取ることが出来ます。

11720アパーチャー



<輸入/販売>

アローメディカル株式会社

〒221-0865

神奈川県横浜市神奈川区片倉4-7-28

Tel: 045 (481) 7471 FAX: 045 (481) 7554