

3.5V Otoscope 3.5V 検耳鏡シリーズ



- ・ ハロゲンHPXランプ使用
- ・ 処置に最適なオープンタイプ
- ・ レンズとスペキュラがスライド可能
- ・ 小動物の診察に最適なスペキュラサイズ

<適用スペキュラ>

- ・ 22064 先端内径4mm
- ・ 22065 先端内径5mm
- ・ 22067 先端内径7mm
- ・ 22069 先端内径9mm

- ・ 22002 先端内径2mm
- ・ 22003 先端内径3mm
- ・ 22004 先端内径4mm
- ・ 22005 先端内径5mm
- ・ 22009 先端内径9mm



WA 21760

※付属品：22064/22065/22067 スペキュラ各1



<適用スペキュラ>

- ・ 24302 先端内径2.5mm
- ・ 24303 先端内径3mm
- ・ 24304 先端内径4mm
- ・ 24305 先端内径5mm

WA 20000

※付属品：24302/24303/24304/24305 スペキュラ各1

- ・ ハロゲンHPXランプ使用
- ・ イルミネーター一部脱着可能
- ・ ワイドレンズで大きな視野を確保
- ・ 加圧観察が可能(送気球別売)



<適用スペキュラ>

- ・ 22064 先端内径4mm
- ・ 22065 先端内径5mm
- ・ 22067 先端内径7mm
- ・ 22069 先端内径9mm

WA 20260

※付属品：22064/22065/22067 スペキュラ各1

- ・ 22002 先端内径2mm
- ・ 22003 先端内径3mm
- ・ 22004 先端内径4mm
- ・ 22005 先端内径5mm
- ・ 22009 先端内径9mm

- ・ ハロゲンHPXランプ使用
- ・ レンズがスライド可能
- ・ 小動物の観察に最適なスペキュラサイズ

<輸入/販売>

アローメディカル株式会社

〒221-0865

神奈川県横浜市神奈川区片倉4-7-28

TEL:045(481)7471 FAX:045(481)7554