

ウェルチアレン社製

**RROW
MEDICAL**
アローメディカル株式会社

リチウムイオンハンドル



※診察用ヘッドは別売りです。

電源スイッチ

リチウムイオンバッテリーの特性

- メモリー効果が少ない。
- 放電せずに充電しても電池寿命に影響しない。
- 過充電防ぐことができる。

- 同社ニッカド充電式電源ハンドルの2分の1の重量
- フル充電で110分の使用が可能
- 充電機の残量が少なくなるとインジケータが知らせます。
- 充電スタンドで簡単に充電（充電終了のランプサイン）

充電機残量インジケータ

充電用スタンド

WelchAllyn
Lithium Ion
Power Handle