

アローメデカル
からご案内



YDM 歯科器具

抜歯鉗子 Claw 乳歯用

#An-Mini 再登場!

注目の先端



コード No.88301
乳歯用 全長 136.5mm



がっちりスパイク

内面ギザエッジで強固に保持



安定保持

4ヶ所の爪でバランス良く保持

抜群の操作性

コンパクトなフォームで抜群の操作性を実現。

ハンドル部のバネにより先端の開閉をコントロールできる為、歯頸部へ容易に適合可能。

犬 歯

犬の前臼歯

猫の後臼歯



★★ 様々な形状の抜歯鉗子がラインナップ(一例) ★★



#An コード No.17591
前歯用 全長 147mm




#Po-U コード No.17592
上顎臼歯用 全長 146mm

抜歯時に大活躍！！

エレベーター

注目の逸品

先端 4.5mm
扇型形状



狭い歯根空隙にもスムーズに
アクセス可能で
力を伝えやすい。

#MN2 コード No.16056
先端 4.5mm 日大型

エッジング加工
で
握りやすい

オーソドックスなエレベーターも

YDM

直

#1S

先幅 4.0mm



#2S

先幅 3.5mm



#3S

先幅 3.0mm



#4S

先幅 2.5mm



#5S

先幅 2.0mm



反

#1C

先幅 4.0mm



#2C

先幅 3.5mm



#3C

先幅 3.0mm



#4C

先幅 2.5mm



#5C

先幅 2.0mm



D型

太くて力を入りやすい

B型

細く操作性が良い

超音波スケーラー使用時に歯根膜剥離用チップも併せてご使用いただく事で
作業負荷をより下げることができます。

アローメディカル担当営業へお気軽にお問い合わせください！！

TEL:045-481-7471 FAX: 045-481-7554